
Secuencia de arcos en Tip-edge (clásico y Plus)

Publicado por nachete - 13-06-2005 16:36:40

Abro este nuevo tema para organizar mejor los temas del foro...

Hola mi cuate Cyberoso:

Siento mi tardanza en contestarte y te agradezco enormemente tus consejos. Creo que no me explique bien del todo. la secuencia que nosotros utilizamos de Tip-Edge incluimos:

-014" NiTi SE forma Europe II para eliminar apiñamiento. una vez corregida la alineacion, pongo el Australiano 016" con tip-back y elásticos suavitos rositas de 2 oz. máximo. Incluso si hay poco apiñamiento, directamente coloco tambien el NiTi y el Australiano con los elasticos. En casos de extracciones, desde el primer dia coloco tambien E-links para empezar a cerrar los espacios.

-016" x 025" NiTi SE forma Europe II para terminar de cerrar espacios, conseguir la clase molar y conseguir a nivel vertical el borde-borde. En ocasiones, mantengo el arco australiano con tip-back para mantener control vertical y forma de arcada.

-0215" x 027" SS con los side-winders.

Esta es la secuencia más convencional que hago. Segun el caso, si me interesa poner antes los side-winders, los suelo colocar con algun arco rectangular de acero o incluso con el 016"x025" NiTi si quiero enderezar antes algun diente o buscar anclaje biomecanico por ejemplo si quiero mesializar un molar, coloco los side-winders el premolares o canino para aumentar anclaje.

Pienso que el uso de NiTi es imprescindible para conseguir eliminar el apiñamiento de forma mas rapida y sencilla que con un arco de acero. y mantenemos la forma de arcada y el control vertical con el australiano que es un arco muy bueno.

Muchisimas gracias y te esperaré con mas dudas.

Re: Secuencia de arcos en Tip-edge (clásico y Plus)

Publicado por cyberoso - 18-06-2005 23:18:18

HOLA NACHETE:

ESPERO TE LA ESTES PASANDO SUPER Y DISCULPA PERO CON ESTO DE LOS CAMBIOS PUES NO PODIA ACCESAR LA PAGINA, PERO POR FIN YA ESTOY AQUI PARA CONFUNDIRTE MAS(/JIJJI).

BUENO SI QUE UTILIZAS UNA SECUENCIA DE ARCOS MUY ESPECIAL Y LO IMPORTANTE ES QUE TE FUNCIONA, SOLO TE PUEDO HACER UNAS OBSERVACIONES:

1. POR QUE NO PRUEBAS UTILIZAR DE INICIO ELASTICOS MUY SUAVES (AMARILLOS 1.5 OZ), HEMOS OBSERVADO QUE SON MAS COMODOS PARA LOS PACIENTES Y TE SORPRENDERAS CON LO QUE SON CAPACES DE HACER.
2. TEN CUIDADO CON LA UTILIZACION DE E-LINKS EN LA PRIMERA FASE, SIEMPRE VIGIALOS NO LOS DESCUIDES (CUIDADO CON TU ANCLAJE MOLAR), EN UN INICO ESTABA PROHIBIDO SU USO EN LA FASE I, PERO TAMBIEN TE AYUDAN A DESAPIÑAR Y AHORA SE PERMITE BAJO CIERTAS CONDICIONES SU USO, AL UTILIZAR TU ELASTICO INTERMAXILAR (CII O CIII) DE MANERA CONTINUA Y ADECUADA VERAS COMO FACILMENTE SE CORRIGE LA SOBREMORDIDA HORIZONTAL Y VERTICAL.
3. DEBIDO A QUE EL SLOT TIP-EDGE ES DINAMICO, ES DECIR CUANDO LAS SUPERFICIES DE INCLINACION FINAL ESTAN PARALELAS EL SLOT TIENE UN TAMAÑO DE .022", Y CUANDO SE INCLINAN LIBREMENTE LOS DIENTES ESTE SLOT SE PUEDE ABRIR HASTA .028", NO VEO EL CASO DE UTILIZAR ARCOS RECTANGULARES ANTES DE LA FASE III QUE ES CUANDO REALMENTE SE NECESITAN.
4. CUIDADO CUANDO UTILICES SIDEWINDERS EN COMBINACION CON ARCOS DE NITI, ESPECIALMENTE LOS SIDEWINDERS INVISIBLES (NUEVO DISEÑO), YA QUE SON EN PROMEDIO 30% MAS FUERTES QUE LOS VIEJOS, Y EL ARCO NITI AL CARECER DE LA RIGIDEZ NECESARIA TE PUEDES METER EN PROBLEMAS, OJO CUIDADO.
- 5 AL HECHO DE UTILIZAR SIDEWINDERS SOBRE CANINOS Y PREMOLARES PARA AUMENTAR LAS UNIDADES DE ANCLAJE, CON EL FIN DE MESIALIZAR LOS MOLARES, (MECANICA DE FRENADO), ES UNA CARACTERISTICA MUY BUENA Y PROPIA DE ESTE TIPO DE BRACKET, SI SABES MANEJARLA PUEDES OBTENER RESULTADOS MUY SATISFACTORIOS, OJO SIEMPRE VIGILAOS Y COLOCA LA FUERZA ADECUADA (E-LINKS 5 O 6 SIN ACTIVAR, NO PRE STRECHED) Y NO POR MUCHO TIEMPO.

BUENO NACHETE ESPERO NO CONFUNDIRTE Y DEJAME ESTRENAR ESTE NUEVO MODELO DE PAGINA
¡¡FELICIDADES DAVID Y MUCHAS GRACIAS¡¡, TAMBIEN POR EL HONOR INMEREcido DE COLOCARME COMO
MODERADOR, CUATES FORISTAS CUIDENSE Y NO DEJEMOS CAER ESTO NUEVAMENTE GRACIAS, LES
MANDO UN ABRAZO

SU CUATE CYBEROSO

=====

Re: Secuencia de arcos en Tip-edge (clásico y Plus

Publicado por barrydr. - 22-06-2008 01:23:15

hola, amigos, me encuentre con este foro y me parece importante lo que están haciendo... espero aprender de ustedes
si no les importa un alumno más en su grupo.

un abrazo afectuoso¡¡

B)

=====